

# LANCETTES SPENGLER ULTRA FINE 0,32MM 30G (LOT DE 200)

Ref. A0745013DM



CE  
0123

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**IIa**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**2**  
2 ANS  
2 YEARS  
GUARANTEE

—  
**STERILE**  
—



## LANCETTES SPENGLER ULTRA FINE 0,32MM 30G (LOT DE 200)

Ref. A0745013DM



La lancette ultra fine Spengler pour une glycémie la plus confortable pour le patient.

### Description

Lancettes stériles à utiliser avec le Stylo autopiqueur Spengler.

- Diamètre de l'aiguille 30G = 0.298mm ~ 0.320mm
- Stériles, à usage unique
- Longueur 32mm +/- 1mm
- Largeur 6.5mm +/- 0.5mm
- Aiguille extérieure 3.3mm +/- 0.3mm
- Conditionnement : boîte de 200 (20 sachets de 10 lancettes)

Les lancettes Spengler sont compatibles avec la plupart des autopiqueurs du marché: One Touch Ultra Touch; One Touch Ultravue; Freestyle Lite, Bayer Microlet; Bayer Microlet Vaculance; Glucolet autopiqueur; BD lancer, Easy Touch autopiqueur, Mylife Unio (Ypsomed), Mylife Pura (Ypsomed)...

Retrouvez notre kit complet Glucomètre SPENGLER JT 100 (réf. GLU010)

Code LPP de remboursement : 6111373



# LANCETTES SPENGLER ULTRA FINE 0,32MM 30G (LOT DE 200)

Ref. [A0745013DM](#)



## Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe IIa
Code barre	3700446041687	Code douanier	90183190
Garantie (mois)	24	Stérile	Oui
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	7	Unité emballée / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	10	Unité emballée / Poids (kg)	0.22
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Code LPP	6111373	Unité emballée / Quantité	1