

KIT COMPLET GLUCOMÈTRE JT 100 SPENGLER

Ref. A0GLU010DM



CE
0537

DISPOSITIF MEDICAL
IVD
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE

STERILE



KIT COMPLET GLUCOMÈTRE JT 100 SPENGLER

Ref. A0GLU010DM



Pour une autosurveillance confortable et de haute précision

Description

Le glucomètre Spengler offre une précision difficilement égalable avec seulement 12% de biais alors que la plupart des glucomètres propose 15%.

Les avantages du glucomètre Spengler JT100

- Précision et fiabilité : auto-calibration réduisant la nécessité de calibrage manuel
- Interface intuitive : large écran LCD pour une lecture claire des résultats.
- Confort optimal pour le patient : lancettes ultra-fines 30G biseautées pour une piqûre quasi indolore à utiliser avec l'autopiqueur Spengler.
- Prélèvement minimal : une goutte de sang de seulement 0,5 µL est nécessaire.
- Sites alternatifs de prélèvement : paume de la main ou avant-bras.
- Hygiène optimale : éjecteur de bandelettes pour éviter tout contact avec le sang.
- Stockage avancé : mémorisation de 500 résultats et calcul des moyennes sur 7, 14 et 30 jours.
- Alarme paramétrable : rappel de test et alertes en cas d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie.
- Connectivité facilitée : transfert des données sur PC via câble USB-C (en option).
- Durée de vie prolongée des bandelettes : minimum 24 mois flacon fermé et 12 mois après ouverture.

Découvrez les produits complémentaires et consommables associés :

- Lancettes pour stylo autopiqueur
- Bandelettes pour glucomètre Spengler JT100
- Solution de contrôle pour lecteur de glycémie Spengler JT100

KIT COMPLET GLUCOMÈTRE JT 100 SPENGLER



Ref. A0GLU010DM

Contenu du kit

- 1 Glucomètre Spengler JT100
- 10 Bandelettes test
- 1 Solution de contrôle
- 1 Stylo autopiqueur
- 10 Lancettes ultra-fines 30G
- 1 Notice d'utilisation
- 1 Guide de démarrage rapide
- 1 Carnet de suivi glycémique
- 1 Trousse de transport
- 2 Piles AAA

Caractéristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Médical	DMDIV (diagnostic In Vitro)
Code barre	4719869705914	Code douanier	9027899000
Garantie (mois)	24	Stérile	Oui

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	12	Unité emballée / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	16	Unité emballée / Poids (kg)	0.335
Unité nue / Poids (kg)	0.065		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES

Température mini	4	Température maxi	30
Humidité maxi	90		

AUTRES CARACTÉRISTIQUES