

MARCHEPIED MEDICAL INOX HOLTEX, 2 MARCHES

Ref. A0OS0050DM



MARCHEPIED MEDICAL INOX HOLTEx, 2 MARCHES



Ref. A0OS0050DM

Ideal pour cabinets medicaux, infirmeries, salles de soins...

Description

- Structure en tube d'acier inoxydable (facile a desinfecter)
- Marches recouvertes de matiere plastique antiderapante (pour eviter la chute de patients)
- Charge maximum : 150 kg
- Dimensions: (L)40 x (l)24.5 x (H)34 cm
- Hauteur de la premiere marche : 16,5 cm

Inox ou Epoxy : quelle difference ?

Epoxy : le choix economique. L'acier est simplement recouvert d'une resine pour retarder sa corrosion.

Inox : c'est l'acier modifie pour devenir completement INOXYDABLE, il ne rouille pas.

Et le saviez-vous ?

Aujourd'hui, plus de 90 % de l'inox est fabrique a partir d'acier recycle, c'est bien pour l'environnement !

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040162614	Code douanier	9402900000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	35	Unite nue / Largeur (cm)	24.5
Unite emballee / Hauteur (cm)	12	Unite nue / Hauteur (cm)	34
Unite emballee / Longueur (cm)	57	Unite nue / Longueur (cm)	40
Unite emballee / Poids (kg)	5.7	Unite nue / Poids (kg)	5.1

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---