

MARCHEPIED EPOXY HOLTEX, 1 MARCHE

Ref. A0OS0051EDM



MARCHEPIED EPOXY HOLTEX, 1 MARCHE



Ref. **A0OS0051EDM**

Description

- Structure en tube d'acier laque epoxy
- Marche recouverte de matiere plastique antiderapante
- Charge maximum : 150 kg
- Dimensions: (L)40 x (l)24.5 x (H)22 cm

Inox ou Epoxy : quelle difference ?

Epoxy : le choix economique. L'acier est simplement recouvert d'une resine pour retarder sa corrosion.

Inox : c'est l'acier modifie pour devenir completement INOXYDABLE, il ne rouille pas.

Et le savez-vous ?

Aujourd'hui, plus de 90 % de l'inox est fabrique a partir d'acier recycle, c'est bien pour l'environnement !

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040168098	Code douanier	9402900000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	31	Unite nue / Largeur (cm)	24.5
Unite emballee / Hauteur (cm)	7	Unite nue / Hauteur (cm)	22
Unite emballee / Longueur (cm)	42	Unite nue / Longueur (cm)	40
Unite emballee / Poids (kg)	4	Unite nue / Poids (kg)	3.4

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---