

## Bougie HEGAR - Réf: A47011DM



---

### Description du produit

Indications : dilatation pré-IVG (interruption volontaire de grossesse) diagnostic d'une béance du col (possibilité de passer une bougie de Hegar n°8) vaginisme Disponible en 30 tailles, de 1mm de diamètre à 30mm de diamètre.

Chaque taille mesure 1mm de diamètre supplémentaire. Caractéristiques techniques : Inox (acier inoxydable)

Longueur : 20cm Diamètre : en fonction du numéro, 30 diamètres disponibles Dispositif médical de classe I

### Caractéristiques

Marque	GYNEAS
Type	
Prise de la mesure	
Référence Fabricant	62.110
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical