

Fiche Technique

physiothérapie BTL 4710 smart - Ref: 43490



Description du produit

Grâce à son expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la physiothérapie, BTL a conçu sa nouvelle gamme d'ultrasonothérapie : les BTL – 4710 Smart et Premium. Son interface Tactile est intuitive et facile à utiliser, et les nombreux accessoires disponibles vous permettront de réaliser vos traitements de physiothérapie dans des conditions optimales et vous apporteront ainsi qu'au patient un confort maximum . Il dispose d'options configurables avancées et de programmes prédéfinis selon l'effet que vous souhaitez obtenir. Il dispose également d'une encyclopédie avec image intégrées, permettant la consultation en direct des informations dont vous pourriez avoir besoins pour vos traitements. Dans sa version premium, il vous apportera des fonctionnalités de gestions des données et de navigation dans les menus pour un confort d'utilisation maximum. Une gestion de données patients simplifiée, la possibilité d'accéder à des protocoles localisés via une planche anatomique, ou encore l'accès au dossier des patients et aux traitements associés. Cet appareil est également compatible avec le kit main libre de BTL : Le BTL Handsfree Sono à 4 ou 6 cristaux. Ce système indépendant rend les traitements par ultrasons plus efficaces tout en permettant un gain de temps important pour le praticien. C'est le premier applicateur du marché qui génère un champ tournant géré électroniquement grâce aux différents cristaux présent dans le dispositif. Fonctionnalités et Caractéristiques :

Protocoles prédéfinis, et encyclopédie thérapeutique complète Traitements simultanés

Fiche Technique

en 1 et 3 MHz Facilement transportable (Batterie vendue séparément) Accessoires standards : Tête d'ultrasons de 5 cm² Tête ergonomiques avec une lumière indicatrice de contact Têtes d'ultrasons multifréquences chauffantes Gel de contact 300MI Adaptateur Mode d'emploi Accessoires disponibles en option : Guéridon Appicateurs mains libres Handsfree sono à 4 cristaux Appicateurs mains libres Handsfree sono à 6 cristaux Support pour l'appicateur mains libres Tête d'ultrason 1 cm² Batterie Sac de transport Caractéristiques techniques :
BTL 4710 Smart Ecran de 4.3"

Nombre de canaux indépendants 1 Nombre de tête connectable
simultanément 2 Fréquence modulaire 10–150 Hz Facteur de travaille 5–95 % Intensité max. en
mode continu 2 W / cm² Intensité max. en mode pulsé 3 W / cm² Dimensions 380 x 190 x 260 mm
Dimensions 380 x 190 x 260 mm Poids Max. 3 kg Secteur/ alimentation 100–240 V/AC, 50–60 Hz

Caractéristiques

Marque	BTL
Poids	3 kg
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON
Éligible livraison cadencée	NON