

Fiche Technique

physiothérapie BTL 4710 Premium - Ref: 43491



Description du produit

Grâce à son expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la physiothérapie, BTL a conçu sa nouvelle gamme d'ultrasonothérapie : le BTL 4710 Premium. Son interface Tactile est intuitive et facile à utiliser, et les nombreux accessoires disponibles vous permettront de réaliser vos traitements de physiothérapie dans des conditions optimales et vous apporteront ainsi qu'au patient un confort maximum. Il dispose d'options configurables avancées et de programmes prédéfinis selon l'effet que vous souhaitez obtenir. Il dispose également d'une encyclopédie avec image intégrées, permettant la consultation en direct des informations dont vous pourriez avoir besoins pour vos traitements. Cette version premium de l'appareil vous apportera des fonctionnalités de gestion de données des clients et de navigation simplifiée, améliorant ainsi le confort d'utilisation. Vous pourrez par exemple enregistrer jusqu'à 8 de vos protocoles les plus utilisés pour y accéder rapidement, avoir une gestion de dossier client simplifiée et accéder aux traitements associés directement. Enfin, cet appareil est compatible avec le kit main libre de BTL : Le BTL Handsfree Sono à 4 ou 6 cristaux. Ce système indépendant rend les traitements par ultrasons plus efficaces tout en permettant un gain de temps important pour le praticien. C'est le premier applicateur du marché qui génère un champ tournant géré électroniquement grâce aux différents cristaux présent dans le dispositif.

Fonctionnalités et Caractéristiques :

- Protocoles prédéfinis, et encyclopédie thérapeutique complète
- Traitements simultanés

Fiche Technique

en 1 et 3 MHz Facilement transportable (Batterie vendue séparément) Accessoires standards : Têted'ultrasons de 5 cm² Tête ergonomiques avec une lumière indicatrice de contact Têtes d'ultrasonsmultifréquences chauffantes Gel de contact 300MI Adaptateur Mode d'emploi Fonctionnalités premium : Menu rapide: Accès rapide aux 8 protocoles les plus utilisés Menu planche anatomique : Permet une navigation rapide à partir d'une planche anatomique pour un accès simple à des protocoles localisés Bas de donnée Patient : Permet une gestion des données patient simplifiée, ainsi qu'un accès rapide aux dossiers et aux traitements associés Bouton rotatif : Permet une navigation et une gestion des traitements plus confortable Accessoires disponibles en option : GuéridonApplicateurs mains libres Handsfree sono à 4 cristaux Applicateurs mains libres Handsfree sono à 6 cristaux Support pour l'applicateur mains libres Tête d'ultrason 1 cm² Batterie Sac de transport Caractéristiques techniques : BTL – 4710 Premium Ecran de 7" Nombre de canaux indépendants 1 Nombre de tête connectable simultanément 2 Fréquence modulaire 10–150 Hz Facteur de travaille 5–95 % Intensité max. en mode continu 2 W / cm2 Intensité max. en mode pulsé 3 W / cm2 Dimensions 380 × 190 × 260 mm Poids Max. 3 kg Secteur/ alimentation 100–240 V/AC, 50–60 Hz

Caractéristiques

Marque	BTL
Poids	3 kg
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON
Éligible livraison cadencée	NON