

Crochet DIU 260 mm Inox - Ref: 46895



Description du produit

Crochet DIU 260 mm Inox Dispositif permettant de crocheter les fils du DIU ou du SIU lorsque ceux-ci ne sont plus visibles et sont remontés dans le col de l'utérus. Caractéristiques du produit : En Inox Réutilisable

Longueur: 260 mm Conditionnement : à l'unité

Caractéristiques

Marque	GYNEAS
Référence Fabricant	63.506
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON
Réservé aux Professionnels de santé	Male
Éligible livraison cadencée	NON