

Fiche Technique

Combo intellect mobile 2 - Ref: 49515



Description du produit

L'écran de 7pouces de la série Intellect Mobile 2 donne accès à un réglage par paramètres ou par la bibliothèque anatomique via une interface tactile. Vous retrouverez sur l'écran à tout moment un contrôle de votre séance ainsi qu'un résumé en fin de traitement le Combi Intellect Mobile 2 intègre des protocoles suggérés basés sur des preuves cliniques actuellement disponibles. L'utilisateur peut également créer et enregistrer ses propres protocoles. Vous disposerez d'un appareil de thérapie offrant des ultrasons bi-fréquence à 1 ou 3 MHz, en cycle pulsé ou continu (10%, 20%, 50% et 100%). L'appareil dispose d'une sélection de formes de courants permettant au thérapeute de multiples options de traitement. Ces formes de courant sont facilement sélectionnées à partir de l'interface utilisateur et des directives quant au placement des électrodes sont également données pour la zone de traitement sélectionnée.

FORMES DE COURANTS: Courant interférentiel (IFC traditionnel, 4 pôles) IFC prémodulé (2 pôles) Courant biphasique asymétrique - TENS Courant biphasique symétrique - TENS VMS Courant pulsé haute tension (HVPC) Votre appareil trouvera sa place à bonne hauteur sur son guéridon avec roulettes et rangements disponible en option Tous les appareils de la série Intellect Mobile 2 peuvent être branchés sur secteur ou devenir plus mobiles avec une batterie (en Option)

Principales caractéristiques : Écran tactile couleur haute résolution de 7 " Logiciel évolutif: une technologie à l'épreuve du temps Capacité

Fiche Technique

d'importation / exportation (Bluetooth) Stockage des données de traitement Design ergonomique léger et mobile avec une poignée ergonomique.

Étui de transport personnalisé en option disponible pour un transport sûr et sécurisé Chariot en option avec tiroirs de rangement et grandes roues Usage domestique: conforme à la norme CEI 60601-1-11, peut être utilisé pour le traitement au domicile des patients.

Caractéristiques

Marque	CHATTANOOGA
Bio	NON
Éligible livraison cadencée	NON
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON
Poudrés	NON
Compatible pédiatrie	NON
Shockproof	NON
Autoclavable	NON