


Fiche Technique

Electrostimulateur Compex Pro Physio - Ref: 43248



Description du produit

Le plus complet des électrostimulateurs ! Le Compex Pro Physio est un électrostimulateur 4 voies. Il

opère sur l'ensemble des traitements par électrothérapie grâce à ses 74 programmes intégrés :

- Rééducation I et II (17)- Traitement antidouleur I et II (20)- Stimulation neurovasculaire (11) -

Préparation physique (15)- Incontinence (4)- Muscles dénervés (4)- Courant direct (3) Exclusivité

Compex Pro Physio : Recherche de pente automatique pour dénervation partielle Le Compex Pro Physio est le seul stimulateur du marché à proposer cette fonctionnalité. Celle-ci permet le déploiement d'un traitement simple afin de prévenir l'atrophie et limiter la sclérose dans le traitement des dénervations partielles.

Caractéristiques techniques : Canaux : 4 Programmes : 63 Intensité maximale : 120 mA Courant constant : Jusqu'à une résistance max de 1300 Ohm/canal Incréments : 0.25 mA. Largeur d'impulsion

: 30 à 1000 s Fréquence : 1 à 150 Hz Dimensions : 138 x 95 x 33 mm Poids : 300 g Garantie :

3 ans Livré avec housse de protection et housse de transport, chargeur et batterie, 1 jeu de 4 câbles FIL (+ adaptateur

Snap-Fil) et 2 câbles Mi-Sensor, 1 jeu d'électrodes ultra-souples carbone, électrodes iontophorèse,

flacon de gel 250 ml, stylet point moteur et clip ceinture

Caractéristiques

Fiche Technique

Marque	CHATTANOOGA
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON
Éligible livraison cadencée	NON