

# Fiche Technique

## Electrostimulateur Compex Pro Theta - Ref: 43247



### Description du produit

63 programmes en un seul appareil d'électrostimulation ! Le Compex Pro Theta intègre les programmes d'électrothérapie standards mais également des protocoles de rééducation spécifiques

Cet électrostimulateur 4 canaux assure les 2 niveaux de programme de traitement la douleur, de la rééducation et de la préparation physique - Rééducation I et II (17) - Traitement antidouleur I et II (20) -

Stimulation neurovasculaire (11) - Préparation physique (15) Caractéristiques techniques : Canaux :

4 Programmes : 63 Intensité maximale : 120 mA Courant constant : Jusqu'à une résistance max

de 1300 Ohm/canal Incréments : 0.25 mA. Largeur d'impulsion : 30 à 400 s Fréquence : 1 à

150 Hz Dimensions : 138 x 95 x 33 mm Poids : 300 g Garantie : 3 ans Livré avec housse de protection et

housse de transport, chargeur et batterie, 1 jeu de 4 câbles FIL (+ adaptateur Snap-Fil) et 2 câbles Mi-Sensor, flacon de gel 250 ml, stylet point moteur et clip ceinture

### Caractéristiques

#### Marque

CHATTANOOGA

Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)

Dispositif médical destiné à usage médical

# Fiche Technique

Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)

NON

Éligible livraison cadencée

NON