

# Fiche Technique

**Ionomat - Ref: 7186**



---

## Description du produit

Caractéristiques : Courant maximum garanti 50 mA, ondulation résiduelle inférieure à 30 mV

tension de sortie 60 V maxi. Alimentation 230 V (180 V min) 50-60 Hz avec terre. Fourni complet avec bacs, grilles et électrodes.

En option : Kit hyperhydrose conçu pour le traitement de l'hyperhydrose palmaire ou plantaire s'adapte sur votre générateur de courant galvanique. Ce kit comprend 2 bacs, 2 caillebotis, 2 électrodes.

## Caractéristiques

<b>Marque</b>	AED
<b>Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)</b>	Dispositif médical destiné à usage médical
<b>Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)</b>	NON
<b>Éligible livraison cadencée</b>	NON