


OTOSCOPE SPENGLER SMARTLED 5500

Réf. 570517 570517C 570517B 570517P



OTOSCOPE SPENGLER SMARTLED 5500

Réf. 570517 570517C 570517B 570517P

L'otoscope SMARTLED 5500 a été développé avec un objectif afin de permettre un diagnostic d'exception.

- Technologie LED d'avant-garde :
 - Une luminance puissante de 50K lumens,
 - Une colorimétrie de 4000K, la plage parfaite pour l'observation,
 - Un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) de 95 sur 100 pour une restitution parfaite des couleurs.
- Fibre optique pour une illumination directe, homogène et sans refl et du canal auriculaire et du tympan
- Loupe grossissante x3

FACILE D'UTILISATION ET PRATIQUE

- Manche ergonomique
- Tête en ABS et Inox pour fixation sûre
- Clip de fixation avec interrupteur
- Ampoule sertie pour une plus grande fiabilité
- Ampoule LED d'une durée de vie de 55000 h

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Livré avec boîtier rigide composé de 2 piles LR6 AA, 8 spéculums (2,5mm et 4mm)

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3700446026332

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 90189042

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 11,5

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 20,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 4,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,385

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)

