

Pince à biopsie metal Mini-Tischler TITANIUM - Ref: 71307



Description du produit

Son avantage une garantie de 5 ans au lieu de 3 ans. Un matériau plus résistant, qui a été testé au niveau de la stérilisation par les Laboratoires ANIOS. L'étude est disponible en téléchargement sous les références Titanium Une gamme faisant partie de la génération Post Moderne comme nous l'a précisé un client. Caractéristiques : Dimensions des mors : 2,3 x 4,2 mm. Longueur de la pince 200 mm. Avantages du Titanium : Plus léger Plus robuste Ne se raye pas au nettoyage Autoclavable comme l'instrumentation classique Très esthétique avec des reflets quadricouleur en fonction de la lumière Plus précis, plus efficace : Meilleure découpe

Caractéristiques

Marque	GYNEAS
Garantie	5 ans
Prise de la mesure	.
Référence Fabricant	77.706TI

Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)

Dispositif médical destiné à usage médical

Réservé aux Professionnels de santé

Male