

Pince à biopsie Métal micro-tischler TITANIUM - Ref: 46937



Description du produit

Gyneas vient de lancer une nouvelle gamme d'instrumentation réutilisable en inox recouverte de Titanium. Son avantage est une garantie de 5 ans au lieu de 3 ans. Un matériau plus résistant, qui a été testé au niveau de la stérilisation par les Laboratoires ANIOS. L'étude est disponible en téléchargement sous les références Titanium. Une gamme faisant partie de la génération Post Moderne comme nous l'a précisé un client. Dimensions des mors : 3,5 x 1,2 mm. Longueur de la pince 18 cm. Pince très intéressante pour les patientes ménopausées permettant des petites prises très haut dans le col ou ayant une petite sténose du col. Utilisable également pour les biopsies vulvaires - Témoignage du Dr R.R (Département 77) Avantages du Titanium : Plus léger Plus robuste Ne se raye pas au nettoyage Autoclavable comme l'instrumentation classique Très esthétique avec des reflets quadricouleur en fonction de la lumière.

Caractéristiques

Marque	GYNEAS
Garantie	5 ans

Prise de la mesure

.

Référence Fabricant

77.710T1

Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)

Dispositif médical destiné à usage médical

Réservé aux Professionnels de santé

Male