

## Pince de Bengolea sans griffes TITANIUM-[Type:courbe] - Ref: 71306



---

### Description du produit

Avantages : Extrémités affinées pour permettre d'aller chercher les fils du stérilet qui ne sont plus visibles. Titanium garantie 5 ans Caractéristiques: Réutilisable. Type courbe  
Longueur: 240 mm Conditionnement: A l'unité

### Caractéristiques

Marque	GYNEAS
Type	courbe
Garantie	5 ans
Prise de la mesure	
Référence Fabricant	66.214T1
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Réservé aux Professionnels de santé	Male