

Pince de Pozzi Inox réutilisable classique - Ref: 70964



Description du produit

Pince de Pozzi en inox réutilisable La pince de Pozzi est un instrument utilisé en gynécologie obstétrique pour la préhension du col utérin. Elle permet au gynécologue de fixer ou exercer une traction sur le col utérin afin de faciliter l'accès à la cavité utérine lors de l'introduction d'instruments dans cette partie centrale de l'utérus. Très utilisée lors de la pose du stérilet, la pince de Pozzi, permet d'atteindre aisément la zone du col de l'utérus. Equipée d'une grippe efficace, l'accès à la cavité utérine peut s'effectuer sans abîmer l'utérus.

La pince de pozzi est également utilisée par le gynécologue pour détecter une maladie endocrinienne, un cancer utérin ou ovarien. En inox, la pince de Pozzi offre de bonnes propriétés hygiéniques. Elle est défavorable aux micro-organismes et est facile à nettoyer. Le nettoyage se fait à la main ou en machine avec un produit qui n'attaque pas l'acier inoxydable. Caractéristiques du produit :

Pince de Pozzi - Traction utérine En inox réutilisable

- Dimension : longueur 240 mm 2 modèles ont été sélectionnés

pour ces pinces à col : • le modèle standard, dit classique, qui fait 1 cm seulement (mors fermés) •

le modèle très fin, dit Palmer, avec environ 5 mm de largeur, très pratique pour les cols sténosés.

Caractéristiques

Marque	GYNEAS
Prise de la mesure	.
Référence Fabricant	63.801
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical