

Pozzi Palmer Classique Titanium 235 mm - Ref: 70965



Description du produit

Pince Pozzi Palmer Classique 235 mm. Gyneas vient de lancer une nouvelle gamme d'instrumentation réutilisable en inox recouverte de Titanium. Son avantage une garantie de 5 ans au lieu de 3 ans. Un matériau plus résistant, qui a été testé au niveau de la stérilisation par les Laboratoires ANIOS. L'étude est disponible en téléchargement sous les références Titanium. Une gamme faisant partie de la génération Post Moderne comme nous l'a précisé un client. La pince de Pozzi est un instrument utilisé en gynécologie obstétrique pour la préhension du col utérin. Elle permet au gynécologue de fixer ou exercer une traction sur le col utérin afin de faciliter l'accès à la cavité utérine lors de l'introduction d'instruments dans cette partie centrale de l'utérus. Avantages : Permet d'atteindre facilement la zone du col de l'utérus lors de la pose du stérilet. Equipée d'une grippe ce qui permet, l'accès à la cavité utérine sans abîmer l'utérus.

2 types de Modèles : Classique (1cm de largeur), Palmer (5 mm de largeur) Caractéristiques : Titanium Dimension : longueur 235 mm Traction utérine Garantie 5 ans

Caractéristiques

Marque	GYNEAS
Garantie	5 ans
Prise de la mesure	.
Référence Fabricant	63.801TI
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical