

Pince de retrait de stérilet (Boite de 20) - Ref: 46090



Description du produit

PREPARATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX- UTILISATION Les dispositifs médicaux sont livrés STERILES et à USAGE UNIQUE. Vérifier l'intégrité de l'emballage et la date de péremption qui sont garants de la stérilité et de la qualité du produit. Ouvrir le sachet en pelant la face papier. Retirer les pinces en respectant les règles d'asepsie. Introduire les dispositifs médicaux dans la cavité d'un speculum vaginal pour procéder à l'intervention souhaitée. **TRAITEMENT DU PRODUIT APRES UTILISATION** Après l'intervention, disposer du produit utilisé et de son emballage en se référant à la procédure en vigueur, dans votre établissement, pour le traitement des déchets médicaux. Nous vous rappelons que ces dispositifs sont strictement à usage unique, et ne peuvent être réutilisés. En cas de réutilisation, leurs performances pourraient être altérées et le risque de contamination important. *USAGE UNIQUE - NE PAS REUTILISER*

Caractéristiques

Référence Fabricant

01.236

Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)

Dispositif médical destiné à usage médical

Réservé aux Professionnels de santé

Male