

Pince de Terrhun 270 mm inox - Ref: 47004



Description du produit

Pince de Terrhun inox Pince de Terrhun pour crocheter le DIU lorsque les fils sont absents. Avantages : Permet de crocheter le stérilet lorsque les fils sont absents Se démonte entièrement pour une hygiène rigoureuse

Caractéristiques : Pince de Terrhun Pour poser et retirer le stérilet Se démonte entièrement

En inox Réutilisable Dimensions : 270 mm Conditionnement: à l'unité Cette pince se démonte entièrement pour une hygiène rigoureuse. 1. Décrocher la partie comportant la vis2. Dévisser la vis afin de libérer la tige interne comportant les mors3. Attraper les mors et retirer la tige.4. Nettoyer l'élément creux si possible avec une petite brosse ou dans un bac ultrasons5. Procéder à la désinfection et la stérilisation à l'autoclave

Caractéristiques

Marque	GYNEAS
Prise de la mesure	.
Référence Fabricant	63.503
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical

Réservé aux Professionnels de santé

Male