

Pince languette droite 240 mm inox - Ref: 71486



Description du produit

Caractéristiques - en chirurgie générale et gynécologique pour le badigeonnage antiseptique du site opératoire ; - en gynécologie comme pince à pansement utérin ou pour retirer un stérilet ; - comme pince de préhension des dispositifs médicaux en raison de sa longueur et de ses extrémités plates. Emballage sous sachet individuel. Dispositif médical de classe I certifié CE. A nettoyer et désinfecter à l'aide d'un produit qui n'attaque pas l'acier inoxydable. Autoclavable à 134°C pendant 18 min. 3 versions disponibles :- Droite 240 mm- Droite 300 mm- Courbe 300 mm

Caractéristiques

Marque	GYNEAS
Longueur	240 mm
Matériaux	Inox
Référence Fabricant	67.801
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON

Éligible livraison cadencée

NON