

## Pince de Halstead Droite avec griffes Réutilisable - Ref: 47355



---

### Description du produit

Pinces très nes sélectionnées pour le retrait de l'implant contraceptif sous-cutané. Droite avec griffes

### Caractéristiques

<b>Marque</b>	LABODERM
<b>Modèle</b>	Droite 1 x 2 griffes
<b>Prise de la mesure</b>	.
<b>Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)</b>	Dispositif médical destiné à usage médical
<b>Réservé aux Professionnels de santé</b>	Male