


STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON

Réf. 507251 507261



STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON,



Réf. 507251 507261

Le Magister II est un stéthoscope professionnel plus performant, plus polyvalent, plus pro.

HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Membrane flottante multifréquences
- Pression légère = écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
- Pression ferme = écoute des hautes fréquences (pulmonaire)
- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres en aluminium

CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
- Indicateur de pavillon

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3700446029968

Garantie (mois) : 60

Code douanier : 90181990

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 16,5

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 32,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 4,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,430

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)

