


STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON



Réf. 507200 507204 507201 507205 507209 507202 507208



STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON



Réf.507200 507204 507201 507205 507209 507202 507208

Le stéthoscope polyvalent de Spengler

- Double pavillon en acier inoxydable : adulte et cloche
 - Membrane double fréquence :
 - Pression légère pour une écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
 - Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences (pulmonaire)
 - Lyre en acier inoxydable, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
 - Bague antifroid et embouts auriculaires confortables
- De couleur noire.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3700446009069

Garantie (mois) : 60

Code douanier : 90181990

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 16,5

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 32,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 4,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,398

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)

