

STÉTHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE DOUBLE PAVILLON



Réf. 507400 507421 507424 507430 507423 507428 507422



STÉTHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE DOUBLE PAVILLON



Réf. 507400 507421 507424 507430 507423 507428 507422

Le stéthoscope pour la prise de tension au quotidien

Le stéthoscope PULSE est un instrument pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien.

- Double pavillon en alliage d'aluminium
- Tubulure simple avec conduit haute performance
- Membrane haute résolution en résine époxy
- Lyre en laiton, légère, orientée à l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables assortis à la couleur de la tubulure

De couleur noire

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3700446009199
Garantie (mois) :	36	Code douanier :	90181990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,237
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)

