

STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II SIMPLE PAVILLON

Réf. 507250 507260



STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II SIMPLE PAVILLON



Réf. 507250 507260

Le Magister II est un stéthoscope professionnel plus performant, plus polyvalent, plus pro.

HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Membrane flottante multifréquences
- Pression légère = écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
- Pression ferme = écoute des hautes fréquences (pulmonaire)
- Tubulure simple avec un conduit haute performance

- Lyres en aluminium

CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3700446030285

Garantie (mois) : 60

Code douanier : 90181990

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,399

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)

