


Fiche Technique

Tabouret Eco - Ref: 32601



Description du produit

Châssis en acier chromé, roulettes plastique ABS. Poids : 4 kg, Poids max. utilisateur : 100 kg. De serie en coloris bleu ciel. Hauteur ajustable de 45 à 70 cm

Caractéristiques

Support	Piètement ABS
Garantie	1 an
Poids	4 kg
Matériaux	Acier chromé
âge	enfant-adulte
Dossier	Sans dossier
Mobilité	Sur roulettes
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical