



















Les différents type d'aiguilles existants.

Couleurs	Gauge	Dimension	Utilisation possibles
 Crème	17	50 x 1,5 mm	Usage Vétérinaire
 Rose	18	40 x 1,2 mm	Trocart
 Crème	19	40 x 1,1 mm	Prélèvement + Trocart
 Crème	19	30 x 1,1 mm	Prélèvement
 Crème	19	25 x 1,1 mm	Prélèvement
 Jaune	20	40 x 0,9 mm	Intra Musculaire produit huileux
 Jaune	20	25 x 0,9 mm	Intra Veineux + Prise de sang
 Vert	21	50 x 0,8 mm	Intra Musculaire
 Vert	21	40 x 0,8 mm	Intra Musculaire Profond
 Vert	21	25 x 0,8 mm	Intra Musculaire enfant
 Noir	22	40 x 0,7 mm	Intra Musculaire
 Noir	22	30 x 0,7 mm	Intra Musculaire enfant
 Bleu	23	30 x 0,6 mm	Intra Veineux
 Violet	24	25 x 0,55 mm	Sous Cutanée – Intra Veineux
 Orange	25	25 x 0,5 mm	Sous Cutanée – Intra Veineux
 Orange	25	16 x 0,5 mm	Sous Cutanée tuberculine
 Marron	26	13 x 0,45 mm	Indra-dermique insuline
 Jaune	29	13 x 0,33 mm	Insuline ultra fine