

Fiche Technique

Veinlite EMS 16 diodes - Ref: 46634



Description du produit

Veinlite EMS pour l'exploration du réseau veineux chez l'adulte et l'enfant ! Correspond à la version simplifiée du Veinlite LED. Utilise 16 LEDs (8 oranges and 8 rouges). Indiqué dans l'exploration du réseau veineux chez l'adulte et l'enfant. S'utilise avec 2 piles AA. Vendu avec 50 protections plastiques à UV

Caractéristiques

Marque	VEINLITE
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON
Réservé aux Professionnels de santé	Male
Éligible livraison cadencée	NON