

# GARROT CLIP, BLEU, HOLTEX

Réf. DT05641



# GARROT CLIP, BLEU, HOLTEX



Réf. DT05641

## Fixation et ouverture rapide et facile

- Compression, desserrage et ouverture de la boucle d'une seule main,
- Desserrage progressif
- Bande polyamide, élastique pour un meilleur confort.
- Fermeture ABS,
- Sa composition et sa conception lui assurent une longue durée de vie même en cas d'utilisation intensive.
- Longueur 45 cm (étiré jusqu'à 73 cm)

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040054780

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 63079098

Stérile : Non

### MESURES

#### Unité nue

#### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 2,5

Largeur conditionnement (cm) : 5,0

Longueur unitaire (cm) : 45,0

Longueur conditionnement (cm) : 10,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 3,0

Poids unitaire (kg) : 0,030

Poids conditionnement (kg) : 0,030

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



15/10/2021 13:03