

JUMPER THERMOMÈTRE FRONTAL SANS CONTACT

Réf. DJ THER002



JUMPER THERMOMÈTRE FRONTAL SANS CONTACT

Réf. DJTHER002

Thermomètre Infrarouge à lecture rapide pour enfant et adulte

Approprié au dépistage grand public dans le cadre de la pandémie Covid-19.

Équipé d'un capteur de température infrarouge avancé et d'une sensibilité élevée, ce thermomètre électronique prend en charge une mesure instantanée d'une seconde pour obtenir une lecture précise. Distance de Mesure: - 5 cm (0.4-2.0 pouces)

La plage de mesure du thermomètre en mode front est comprise entre 0 °C et 100 °C (32.0 °F - 212.0 °F)

Précision entre 34.9 à 42,2°C (94,8°F-108°F est de ± 0,2°C (± 0,4°F).

La plage de mesure Objet: (0.0 °C - 00.0 °C / 32.0 °F - 22.0 °F)

Fonction alerte de Température Élevée > à 37,5°C / 99,5°F (alerte sonore désactivable / Mode silencieux)

Changement de couleur de l'écran lorsqu'une température excessive est détectée

Mesure Instantanée, Conversion en °C / °F

20 Mémoires,

Mesurer la température du front, des objets et air ambiant

Désinfection simplifiée (sans contact) et compatibles avec les lingettes hydroalcooliques

Livré avec une pochette souple protège l'appareil et le transporte très facilement.

Mise hors tension automatique en 10 secondes, économie d'énergie, 2 x piles AAA (livré avec)

>> Pour toute commande en volume, contactez votre responsable commercial régional habituel.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0482

Code barres : 6951740502047

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 90251920

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 4,9

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 8,7

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 16,3

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,180

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



07/05/2021 20:04