

# OXYMÈTRE DE POULS SPENGLER OXYFROG

Réf. 221056



# OXYMÈTRE DE POULS SPENGLER OXYFROG



Réf. 221056

Idéal pour la mesure du pouls des enfants

Haute précision des mesures :

- Capteur haute sensibilité
- Convient aux enfants de 10 kg à 40 kg

Facile d'utilisation et pratique :

- Compact & léger
- Arrêt automatique après 5 secondes
- Facile d'utilisation : 1 bouton

Information complémentaires :

- Livré avec une dragonne et 2 piles AAA LR03

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIb

Marquage : CE0123

Code barres : 06945040105442

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90181910

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 3,7

Largeur conditionnement (cm) : 7,3

Longueur unitaire (cm) : 5,9

Longueur conditionnement (cm) : 11,7

Hauteur unitaire (cm) : 3,5

Hauteur conditionnement (cm) : 4,9

Poids unitaire (kg) : 0,135

Poids conditionnement (kg) : 0,135

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



21/01/2022 12:32

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.