


PÈSE-PERSONNE À COLONNE MPE - 250 KG - CLASSE III MÉDICALE

Réf. EKMPE01-CIII

KERN



CE
0297



PÈSE-PERSONNE À COLONNE MPE - 250 KG - CLASSE III MÉDICALE



Réf. EKMPE01-CIII

Pèse-personne EKMPE01 homologué en classe III médicale

- Plateau en acier stable à surface antidérapante et résistante à l'usure
 - Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
 - Fonction Hold : pour les patients agités, la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
 - Fonction "mère et enfant" : le poids de la mère est pris, puis l'échelle est remise à zéro sur simple pression d'un bouton. Alors la mère et le bébé peuvent être pesés ensemble. Le poids de l'enfant sera automatiquement affiché à l'écran
 - Facile à transporter grâce aux deux roulettes intégrées
 - Grand écran LCD, avec rétroéclairage, hauteur de chiffres 25 mm
 - Graduation 0,1 kg
 - Fonctionnement sur piles (6 x 1,5V AA fournies) ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
 - Homologué en classe III
 - Homologation médicale selon 93/42/EEC
- Caractéristiques techniques :
- Dimensions plateau : LxPxH 365x360x80 mm
 - Poids net env. 12 kg
- Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical :	Oui	Classe Im (fonction de mesurage)	Classe de précision de mesure :	Classe III
Marquage :	CE0297		Code barres :	3661040063225
Garantie (mois) :	36		Code douanier :	
Stérile :	Non			

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :	45,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	36,5	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	103,0	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	12,000	Poids conditionnement (kg) :	

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



17/08/2021

PÈSE-PERSONNE À COLONNE MPE - 250 KG - CLASSE III MÉDICALE



Réf. EKMPE01-CIII

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
EKMPE01	Pèse-personne Kern à colonne MPE - 250 kg Grad 100g	1
EKCERTI06	Certificat d'homologation 965-129_ (Classe III Médicale)	1