


DESIGNATION : PYJAMAS
REFERENCE : VP55
D73-02-FT
Version 1/1
Page 1/1
LOT :


SANS LATEX

APPLICATIONS

Pour le personnel au bloc opératoire et dans les services

TAILLE

| | |
|-----------|----------|
| VP55 S | SMALL |
| VP55 M | MEDIUM |
| VP55 L | LARGE |
| VP55 XL | XLARGE |
| VP55 XXL | XXLARGE |
| VP55 XXXL | XXXLARGE |

COLORIS

Bleu foncé

PRÉSENTATION DU MODÈLE

 Pyjamas en polypropylène
 Manche courte raglan
 col V
 3 poches
 Pantalon avec liens à la taille
 Matière opaque traitée antistatique
 En sachet individuel recyclé : (tunique + pantalon)

MODE D'ELIMINATION
Par incinération
COMPOSITION DE LA MATIÈRE

(*Valeurs indicatives)

- Nature
- Grammage

Polypropylène

 45 gr/m² +/- 5

MARQUAGE CE
 oui non

CERTIFICATION

Dispositif Médical (DM) de classe 1

CONDITIONNEMENT

 Carton de 100
 Palette de 14 crt

DIMENSIONS
POIDS

7 kg

*Dans un souci constant d'amélioration des produits, Segetex-eif se réserve le droit de modifier leurs données techniques.