

LIAN NANO MULTIBRASSARD NYLON NOIR (S,M,L) SPENGLER

Réf. 513260-



LIAN NANO MULTIBRASSARD NYLON NOIR (S,M,L) SPENGLER



Réf. 513260-

Léger et robuste, le tensiomètre qui allie style et performance.

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

CONFORT

- Léger
- Cuillère ergonomique pour une parfaite prise en main
- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en ABS résistant aux chocs

BRASSARD

- Brassard multibrassard (L, M, S), nylon Oxford, noir

OPTION

- 6 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L, XL) disponibles et version Clinic® pour prévention des contaminations croisées

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446007232

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 19,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 27,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 9,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,802

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 70

Humidité mini : 20

Humidité maxi : 85



17/01/2022 12:35 -