

LIAN NANO BRASSARD NYLON



Réf. 513210 513200 513201 513220 513229 513239 513249 513260



LIAN NANO BRASSARD NYLON



Réf. 513210 513200 513201 513220 513229 513239 513249 513260

Léger et robuste, le tensiomètre qui allie style et performance.

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

CONFORT

- Léger
- Cuillère ergonomique pour une parfaite prise en main
- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en ABS résistant aux chocs

BRASSARD

- Brassard adulte taille M (26-34 cm), nylon Oxford, noir

OPTION

- 6 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L, XL) disponibles et version Clinic® pour prévention des contaminations croisées

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446009953

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 13,5

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 19,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 7,0

Poids unitaire (kg) : 0,400

Poids conditionnement (kg) : 0,500

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 70

Humidité mini : 20

Humidité maxi : 85



17/01/2022 12:35

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.