

# THERMOMÈTRE TEMPORAL ET AURICULAIRE SPENGLER TEMPO DUO II



Réf. SP3105



# THERMOMÈTRE TEMPORAL ET AURICULAIRE SPENGLER TEMPO DUO II



Réf. SP3105

Temporales ou auriculaires, les mesures sont instantanées et visibles sur un écran rétro éclairé.

- Plage de mesure : 32°C - 43°C
- Equipé d'un écran rétro-éclairé, TEMPO DUO II passe au rouge lorsque la température est au-dessus de la normale. La performance SPENGLER à la maison.
- 2 boutons permettent de prendre une mesure rapide et fiable, réduisant à zéro les mauvaises manipulations. Changez de mode sans aucun souci, le calibrage se fait automatiquement.
- Avec sa petite taille et son faible poids, TEMPO DUO II se glisse dans un sac pour un déplacement. Ses 20 mémoires permettent de suivre dans le temps ses résultats.
- Résolution de l'écran : 0,1°C°
  - Unité de mesure : C° ou F°
  - Mémoire : 20 mesures
  - Dimensions : 150 x 50 x 38,5 mm
  - Poids : 75g avec les piles
  - Conditions d'utilisation normales :
  - Température ambiante : 16°C – 35°C
  - Humidité relative : 85% ou moins

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3700446041786

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90251920

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



02/11/2021 22:29