

# THERMOMÈTRE TEMPORAL ET AURICULAIRE SPENGLER TEMPO DUO BLEU



Réf. SP3101/



# THERMOMÈTRE TEMPORAL ET AURICULAIRE SPENGLER TEMPO DUO BLEU



Réf. SP3101/

**Le Tempo Duo permet une prise de température frontale et auriculaire par émissions infrarouges**

- Technologie infrarouge
- Calibrage automatique au passage du mode auriculaire au mode temporal
- Prise de température auriculaire ou temporale
- 10 mémoires
- Voyant lumineux
- Affichage rétro-éclairé en mode temporal 3 couleurs selon les valeurs : vert, orange, rouge
- Livré avec deux piles LR03 (AAA)

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE0123	Code barres :	3700446022778
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90251920
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,185
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)

 02/11/2021 22:11

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.