


THERMOMÈTRE PROFESSIONNEL TEMPO PRO SPENGLER

Réf. SP3110



THERMOMÈTRE PROFESSIONNEL TEMPO PRO SPENGLER



Réf. SP3110

Grâce à la technologie infrarouge, TEMPO PRO délivre des mesures redoutablement précises en un temps record.

Un véritable jeu d'enfant, 1 bouton, appuyez et le résultat s'affiche.

La technologie infrarouge permet de prendre la température sur le front/la tempe sans contact physique et permet de lutter efficacement contre les contaminations croisées.

Avec son mode «arrêt automatique» et son «indicateur de batterie faible», pas de mauvaise surprise lors de vos consultations.

DONNÉES TECHNIQUES

- Mode de mesure : Infrarouge sans contact
- Distance de mesure : - 5 cm
- Unité de mesure : C° / F°
- Plage d'affichage : 32,0°C – 43,0°C
- Résolution : 0,1°C
- Précision : 0,2°C
- Mémoire : 30 mémoires
- Temps de mesure : Inférieur à 1 seconde
- Ecran : LCD

AUTRES INFORMATIONS

- Poids : 130 g
- Dimensions : 113(L) x 51 (W) x 162 (H)
- Mise hors tension automatique économie d'énergie
- Piles livrées avec (2 x piles AAA)

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3700446041823

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90251920

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 7,0

Largeur conditionnement (cm) : 11,0

Longueur unitaire (cm) : 13,0

Longueur conditionnement (cm) : 16,0

Hauteur unitaire (cm) : 4,0

Hauteur conditionnement (cm) : 5,0

Poids unitaire (kg) : 0,130

Poids conditionnement (kg) : 0,200

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 55

Humidité mini : 5

Humidité maxi : 95



02/11/2021 22:31