

THERMOMÈTRE DIGITAL HOLTEX

Réf. DJ THER003



Résistant à l'eau



Alarme de fièvre



Pile remplaçable



Arrêt automatique



THERMOMÈTRE DIGITAL HOLTEX



Réf. DJTHER003

Produit économique pour une prise de mesure rapide et précise de la température corporelle

Ce thermomètre est destiné à mesurer la température du corps humain en mode normal par voie orale, rectale ou sous le bras. Dispositif réutilisable pour un usage clinique ou domestique sur des personnes de tout âge.

- Alarme de fièvre
- Résistant à l'eau
- Pile remplaçable
- Arrêt automatique
- Pile bouton de 1,5V (LR41 ou SR41)
- Ecran à cristaux liquide 3 chiffres avec une décimale
- Mémoire de la dernière mesure
- Gamme de mesure : 32-42°C
- Précision de la mesure : +/- 0,1°C entre 35,5°C-42°C / +/- 0,2°C pour tout autre plage
- Dimensions : 12,2 x 1,8 x 1.1 cm (LxlxH)
- Contenu : un thermomètre digital, une notice d'utilisation, une pile bouton

LOT de 50 oièces à prix promotionnel : référence ZPROMO0370

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0197

Code barres : 366140000013

Garantie (mois) : 12

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 1,8

Largeur conditionnement (cm) : 6,5

Longueur unitaire (cm) : 12,2

Longueur conditionnement (cm) : 16,0

Hauteur unitaire (cm) : 1,1

Hauteur conditionnement (cm) : 1,5

Poids unitaire (kg) : 0,011

Poids conditionnement (kg) : 0,040

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 55

Humidité mini : 15

Humidité maxi : 95



02/08/2021 10:18