

THERMOMÈTRE SPENGLER TEMPO 10 FLEX



Réf. SP1648 SP1643



CE
0123



THERMOMÈTRE SPENGLER TEMPO 10 FLEX



Réf. SP1648 SP1643

Le thermomètre TEMPO 10 FLEX est un thermomètre indiquant la température corporelle en 10 secondes et disposant d'un embout flexible

- Alarme de fièvre
- Arrêt automatique
- Embout résistant à l'eau et flexible
- Mémoire de dernière mesure
- Mesure en 10 secondes
- 2 coloris disponibles vert et gris
- Livré avec un étui de rangement et pile bouton (1,5V)

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3700446041618

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9025192090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 6,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 15,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 2,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,052

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



02/11/2021 22:30