

Alèse Abri-Soft *Superdry* - 40x60 cm - 800 ml

PROTECTION LITERIE



Utilisateurs :



Fabrication Française

Testé dermatologiquement
Produits sans risque d'irritation

Label FSC
Cellulose provenant de forêts responsables

Ecolabel Nordic Swan
Produits respectueux de l'utilisateur et de son environnement

Patients



ABRI-SOFT

Description produit:

- Destinée à la protection des lits, matelas et/ou chaises
- Idéale comme protection supplémentaire contre les fuites (feuille extérieure imperméable avec quatre bordures collées)
- Non tissé doux assurant un confort maximal aux utilisateurs
- Contient du SAP (polymère super absorbant) qui enferme les liquides à l'intérieur du matelas absorbant



Données de Sécurité:

- Sans Latex : évite le risque d'allergie au latex
- Test d'absorption effectué selon la méthode Rothwell (ISO11948-1)

Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)

| Références | Dimensions | Matière | Absorption (ml) |
|------------|------------|------------------------------|-----------------|
| 254115 | 40 x 60 cm | Fluff + Non Tissé + PE + SAP | 800 |

