

## Alèse Abri-Soft Premium - 100x220 cm - 4500 ml

PROTECTION LITERIE



Utilisateurs :

Patients

ABRI-SOFT



Testé dermatologiquement  
Produits sans risque d'irritation



Description produit:

- Destinée à la protection des lits
- Solution adaptée pour la protection des équipements au bloc opératoire
- Peut être utilisée pour les actes de soins ne nécessitant pas de stérilisation
- Feuille extérieure imperméable avec quatre bordures collées offrant une protection supplémentaire
- Produit respirant assurant un confort maximal aux utilisateurs

Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)

Références	Couleur	Dimensions	Matière	Absorption (ml)
254126	Blanc	100 x 220 cm (50x180 cm pour le matelas absorbant)	Fluff + Non Tissé + PE + SAP + cellulose	4500

! Produit blanchi sans chlore, sans phtalates, sans perturbateur endocrinien



Alèse Abri-Soft *Premium* - 100x220 cm - 4500 ml

## PROTECTION LITERIE

## DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Unités / sachet	Unités : sachets / carton	Cartons / palette
254126	10	2 / 20	24 cartons
Dimensions carton	Poids produit (g)	Poids carton (brut)	Plan de palettisation
41 x 39,5 x 27 cm	272	5,8 kg	6 rangées de 4 cartons
Code GTIN	Marquage CE	Fabrication	Durée de vie
Sachet: 5703538300059 Carton: 5703538299957	Oui	Chine	5 ans
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		

