

# Alèse Abri-Soft *Classic* - 40x60 cm - 900 ml

PROTECTION LITERIE



Utilisateurs :



Fabrication Française

Testé dermatologiquement  
Produits sans risque d'irritation

Label FSC  
Cellulose provenant de forêts responsables

Ecolabel Nordic Swan  
Produits respectueux de l'utilisateur et de son environnement

Patients



ABRI-SOFT

### Description produit:

- Destinée à la protection des lits, matelas et/ou chaises
- Peut être utilisée lors de procédures non stériles telles que la pose de pansements ou les prises de sang afin de maintenir une hygiène parfaite
- Le voile de surface en non tissé assure la diffusion rapide des liquides vers le matelas absorbant et permet une protection maximale contre les fuites
- Peut être utilisée en complément de protections pour les personnes incontinentes



### Données de Sécurité:

- Sans Latex : évite le risque d'allergie au latex
- Test d'absorption effectué selon la méthode Rothwell (ISO11948-1)

### Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)

Références	Dimensions	Matière	Absorption (ml)
4115	40 x 60 cm	Fluff + Non Tissé + PE	900

Alèse Abri-Soft *Classic* - 40x60 cm - 900 ml

## PROTECTION LITERIE

## DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Unités / sachet	Unités : sachets / carton	Cartons / palette
4115	60	4 / 240	20 cartons
Dimensions carton	Poids carton (brut)	Plan de palettisation	Code GTIN
61 x 41 x 38,5 cm	10,5 kg	5 rangées de 4 cartons	Sachet: 5703538966002 Carton: 5703538966026
Marquage CE	Fabrication	Durée de vie	Poids produit
Oui	France	5 ans	45 g (+/-5)
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		

