

GARROT SPENGLER DTS 3000 + SET DE 5 BRASSARDS

Réf. 554000



GARROT SPENGLER DTS 3000 + SET DE 5 BRASSARDS



Réf. 554000

La nouvelle génération de garrots électroniques.

RÉDUCTION DES COMPLICATIONS

- Technologie IOP « Pression individualisée d'occlusion » : la technologie IOP, permet grâce à un capteur placé en aval de la zone d'hémostase de calculer automatiquement et de manière optimale la pression et ainsi limiter les complications liées à l'utilisation du garrot
- Nouveau brassard sans plis : la nouvelle conception supprime les pincements, réduisant ainsi la pression d'occlusion et les lésions cutanées associées

FACILEMENT NETTOYABLE ET DÉCONTAMINATION

- Façade tactile sans aspérité (pas de bouton)
- Brassards autoclavables

FACILE D'UTILISATION

- Lecture facile grâce à son grand écran LCD couleurs 7 pouces
- Calibrage automatique
- Réglage facile
- Fonctionnement sur batterie : 6 heures d'autonomie permettant d'opérer même sans alimentation secteur
- Socle à roulettes en option

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Mémoires (date, heure, pression, brassard)
- Plage de pression : 20-700 Mm Hg
- Dimensions : 180 x 200 x 260 mm / Poids : 3 kg

Livré avec :

- 1 x Garrot DTS3000 + batterie
- 1 x Câble secteur
- 4 x Tuyeaux
- 1 x capteur IOP (Mesure de la pression d'occlusion optimale)

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE1639

Code barres : 18809315676083

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018 90 2090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 200,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 180,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 260,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 3,000

Poids conditionnement (kg) : 8,240

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 60

Humidité mini : 5

Humidité maxi : 90



31/03/2022 02:48