


# Abri-Flex Premium Spécial S/M2

## INCONTINENCE

**ABRI-FLEX**  
Premium



60 - 110 cm



### UTILISATEURS

AUTONOME

SEMI-AUTONOME

INCONTINENCE MODÉRÉE



### Système anti-odeurs

Les agents super absorbants (SAP) absorbent le liquide et capturent les odeurs à l'intérieur du change.



### Air Plus - Voile externe respirant

Le voile externe (BTBS) laisse la peau respirer, garantissant son intégrité et limitant les risques de dermatites associées à l'incontinence.


## DONNÉES TECHNIQUES

Coeur absorbant	100% fluff de cellulose non blanchi au chlore (ECF free)
Sous-couche	Couche d'acquisition, non-tissé blanc
Non-tissé	Polypropylène (PP), hydrophile permanent
Barrières	Polypropylène (PP), non-tissé hydrophobe
Elastiques	Elasthanne, sans latex
Voile externe	Voile externe textile respirant
Adhésif (colle)	Pulvérisée à chaud entre les couches, à base de résine et de cire, sans phtalates
SAP	Super absorbant, polyacrylate, sans phtalates
Marquages	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.



# Abri-Flex Premium Spécial S/M2

## DIMENSIONS PRODUIT



d	Longueur	790 mm
a	Largeur, devant	760 mm
c	Largeur, arrière	760 mm
b	Largeur, entre-jambes	220 mm

### Cœur absorbant

d1	Longueur	550 mm
a1	Largeur, devant	200 mm
c1	Largeur, arrière	200 mm
b1	Largeur, entre-jambes	120 mm

### Sous-couche (ADL)

e1	Longueur	400 mm
e	Largeur	100 mm

## ABSORPTION

Poids produit : 90g

Test Rothwell ISO 11948-1	1700 ml
Absorption Méthode Hy-tec PA02/02	799,22g
Temps d'absorption Méthode Hy-Tec PA02/03	7,47 ml/s
Rewet Méthode Hy-Tec PA02/04	0,07g



OHSAS 18001:2008

Management de la santé  
et de la sécurité au  
travail



GMP  
Good Manufacturing  
Practices

## DONNÉES LOGISTIQUES



Sachets / Carton	Pcs / Sachet	Pcs / Carton	
6	20	120	
Cartons / Palette	Hauteur palette	Cartons / Palette gerbée	
12	1,610 m	24	
EAN Sachet		EAN Carton	
57 10811 037120		57 10811 037144	
Dimensions carton	Poids brut carton	Poids net carton	Dimensions sachet
78,6 x 38,5 x 37,5 cm	11 048 g	10 248 g	19 x 26,5 x 34 cm