

# Gant de toilette molletonné

## ESSUYAGE CORPOREL



### PERFORMANCE

- MATIERE: produit très doux offrant une sensation textile
- PRACTICITE: cousu par ultrason, ce produit absorbe l'eau facilement et rapidement
- RESISTANCE: résiste à l'état humide comme à l'état sec

### USAGES

- UTILISATION: préconisé pour la toilette du patient
- Produit à usage unique



## DONNEES TECHNIQUES

Matière	Molleton: polypropylène + polyester	Coloris	Blanc
Dimensions	15 x 22,5 cm	Grammage	70 g/m² (+/- 5)
Stockage	A conserver dans un local sec et à l'abri de la chaleur		

## DONNEES LOGISTIQUES

Sachets / carton	Unités / sachet	Unités / carton	Carton / palette	Dimensions carton (LxIxH)	Pays d'origine
15	50	750	49	46x23x24,5 cm	Chine

