

Pince de Chéron stérile - Boîte de 25 pinces - Ref: 47291



Description du produit

Caractéristiques techniques du produit : Matière : résine polystyrénique Stérile

à usage unique Dimensions : longueur de 25 cm Conditionnement : carton de 25 pinces Dispositif médical

Classe I stérile Sans latex Emballage unitaire sous sachet pelable Stérilisation à l'oxyde éthylène

Caractéristiques

Marque	GYNEAS
Référence Fabricant	01.150
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON
Réservé aux Professionnels de santé	Male
Éligible livraison cadencée	NON