

DESIGNATION : PYJAMAS COLORSOFT

REFERENCE : M22X-50 XX

BLEU - BLEU CIEL - VERT - ROSE - PARME

D73-02-FT M22X-50 XX

Version 1/1

Page 1/1

LOT :

	APPLICATIONS
	Pour le personnel au bloc opératoire et dans les services
	Pyjamas en SMS Manche courte – col V avec liseré blanc 3 poches renforcées Pantalons réglable par lacet Réalisé à partir de matériaux innovants et légers. Le traitement soft confère à ces pyjamas de grandes qualités de respirabilité et de douceur pour un meilleur confort des utilisateurs. Matière traitée antistatique En sachet individuel recyclé : (tunique + pantalon) Pyjamas coordonnés à nos blousons de bloc et coiffes colorées.

TAILLES

Référence	Désignation	Taille	Couleur
M221-50 BE/BL/VT/RO	Pyjama ColorSoft®	X - SMALL	Bleu / Bleu ciel / Vert / Rose /Parme
M222-50 BE/BL/VT/RO/PM	Pyjama ColorSoft®	SMALL	Bleu / Bleu ciel / Vert / Rose / Parme
M223-50 BE/BL/VT/RO/PM	Pyjama ColorSoft®	MEDIUM	Bleu / Bleu ciel / Vert / Rose / Parme
M224-50 BE/BL/VT/RO/PM	Pyjama ColorSoft®	LARGE	Bleu / Bleu ciel / Vert / Rose / Parme
M225-50 BE/BL/VT/RO/PM	Pyjama ColorSoft®	X - LARGE	Bleu / Bleu ciel / Vert / Rose / Parme
M226-50 BE/BL/VT/RO/PM	Pyjama ColorSoft®	XX - LARGE	Bleu / Bleu ciel / Vert / Rose / Parme
M227-50 BE/BL/VT/RO	Pyjama ColorSoft®	XXX –LARGE	Bleu / Bleu ciel / Vert / Rose

MODE D'ELIMINATION	<i>Par incinération</i>	
COMPOSITION DE LA MATIÈRE	<i>(*Valeurs indicatives)</i>	
<ul style="list-style-type: none">NatureGrammage	Polypropylène SMS 45 gr/m ²	
MARQUAGE CE	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
CERTIFICATION	Dispositif Médical (DM) de classe 1 Conforme à la norme EN NF 13795	
CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	POIDS
Carton de 100 Emb individuel (surconditionnement par 10) Palette de 14 crt	70x47x30	14.5 kg

Dans un souci constant d'amélioration des produits, Segetex-eif se réserve le droit de modifier leurs données techniques.