

Fiche Technique

Tensoban BSN Médical - Ref: A2030



Description du produit

Bande en mousse de protection sous contention adhésive. Multiextensible, légère, autoadhérente, aérée, conforme. Épouse tous les reliefs. Permet la fixation légère des dispositifs médicaux.

Coloris : blanc. Conditionnement : boîte carton. Marquage CE.

Indications : protection de stéguments sous contention adhésive.

Conseils d'utilisation : pulvériser sur la zone à protéger

le spray Tensoprav pour obtenir une bonne adhésivité, mettre en place la bande mousse.

Composition : mousse de polyuréthane.

Caractéristiques

Marque	BSN MEDICAL
Stérile	NON
Tissage	Non tissé
Couleur	Blanc
Matériaux	Mousse de polyuréthane
Garantie	1 an

Fiche Technique Kinessonne

Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui) Dispositif médical destiné à usage médical

Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR) NON

Éligible livraison cadencée NON